

Zéphir - Tâche #25834

Archive # 25829 (Nouveau): Zéphir : Acter les questions en suspend

Établir le flot de mise à jour sur la lab

13/11/2018 15:36 - Gérald Schwartzmann

| | | | |
|---|---------|----------------------|------------|
| Statut: | Nouveau | Début: | 13/11/2018 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | | % réalisé: | 0% |
| Version cible: | | Temps estimé: | 0.00 heure |
| | | Temps passé: | 0.00 heure |
| Description | | | |
| Les objectifs du lab14 sont (évoqués le lundi 12 novembre avec la moitié de l'équipe) : | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• d'avoir une machine démonstration• doit supporter l'ajout de nouvelles fonctionnalités• doit servir de démo pour les livraisons• ne doit pas être reconstruite (conserver les données)• doit permettre de détecter certains effets de bord• ne serait pas une pré-prod | | | |
| La façon de faire (évoqués le mardi 13 en mêlée avec l'autre moitié de l'équipe) : | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• pas mis à jour à la main• doit être fait selon les méthodes OPS• les livraisons doivent être taguées avec un lot de fonctionnalités listées• serait une pré-prod | | | |

Historique

#1 - 13/11/2018 15:38 - Lionel Morin

- Description mis à jour